

## ثلاثة محركات كهربائية كاملة سرير منخفض

يوفر السرير الكهربائي المنخفض والمريح والهادئ تغييرًا سلبيًا للوضع من خلال التحكم اليدوي سهل الاستخدام والارتفاع الإجمالي لإطار السرير لتحقيق أقصى قدر من الراحة وتعدد الاستخدامات للمريض أو مقدم الرعاية.



## دليل شراء الأسرة الكهربائية



204 كجم



4 عجلات



2000 مم ارتفاع



2000 مم عرض  
1400 مم عمق



## هيكل المنتجات

- 1 زنبرك القدم
- 2 زنبرك الرأس
- 3 لوح الرأس/القدم
- 4 كرنك اليد اليدوي في حالات الطوارئ
- 5 العجلات
- 6 التحكم في قلادة اليد
- 7 3 محركات/محركات

## ميزة المنتج

1. تحديد موضع قسم القدم والارتفاع الإجمالي لإطار السرير لتحقيق أقصى قدر من الراحة والتنوع للمريض أو مقدم الرعاية.
2. يوفر بناء إطار القناة قوة فائقة ووزنًا مخفّفًا.
3. الإطار المقوى يقاوم الالتواء والانحناء.
4. سطح زنبركي مطلي بالزنك يدوم طويلًا لراحة المريض.
5. نهايات السرير شديدة التحمل مع أغطية نهاية السرير المصبوبة من البولي إيثيلين عالي الدقة جذابة وسهلة الصيانة.
6. اللوح الأمامي أطول من لوح القدم لينسجم مع ديكور المنزل.
7. تساعد الملصقات والينايبع المرمزة بالألوان على ضمان التثبيت الدقيق للقضبان الجانبية من أجل سلامة المرضى.
8. تعتبر العضلات العمود الفقري عالية الأداء لمحطة الطاقة ذات 3 محركات معيارًا صناعيًا.
9. في حالة انقطاع التيار الكهربائي، يمكن الوصول إلى كرنك Hi/Lo.