

規格

- 重量約 15kg
- 4 脚 (幅 24.8cm x 奥行 46.5cm) の構造で安定性を確保
- 高さ調整機能あり (11.8cm - 18.5cm)
- 折りたたみ可能
- 重量制限 150kg
- 構造が頑丈

重量	約 15kg
幅	24.8cm
奥行	46.5cm
高さ	11.8cm - 18.5cm
重量制限	150kg
構造	4脚構造
機能	高さ調整機能

写真



歩行補助器の全体構造



高さ調整の操作方法



4 0000000 2 x 13 0005 000
00000000000000000000000000000000
000000000 150 000