

Sichere und einfache Lösung, um einer Person von Raum zu Raum zu helfen.

Besonderheit:

- Höhenverstellbare Griffe entsprechend den Anforderungen des Benutzers
- Höhen-, breiten- und winkelverstellbare PU-Beinstützen, gepolsterte Unterschenkelstützen kann werkzeuglos eingestellt werden
- Die Basis mit niedrigem Profil erleichtert die Platzierung der Füße des Benutzers
- Stabiler Stahlrahmen bietet dem Benutzer stabilen Halt
- Der Griff verfügt über mehrere Greifpunkte und ist abgewinkelt, um eine Bewegung der Nase über die Zehen zu ermöglichen
- stehende Bewegung
- Öffnung an der zentralen Griffstange ermöglicht schnelles Anbringen optionaler Stützgurte
- 2 hintere 8-cm-Rollen sorgen für müheloses Manövrieren auch mit schwereren Benutzern
- Leicht abwischbare Oberflächen

Produktname	Geduldiger Turner
Nettogewicht	16,5 kg
Gewichtskapazität	150 kg
Höhe	6,3"-7,1"
Pad-Abmessungen	6,9" * 4,9"
Funktion	Perfekt für den Transfer von Raum zu Raum
Anwendung	Häusliche Pflege, Pflegeheim oder Krankenhaus usw.

Detaillierte Beschreibung:



Gepolsterte Unterschenkelstützen können für den Komfort des Benutzers in Breite, Winkel und Höhe angepasst werden (werkzeuglos).



Die Basis mit niedrigem Profil erleichtert die Platzierung der Füße des Benutzers. Die großzügige Basisfläche sorgt für Stabilität, und die hintere Stange ermöglicht dem Betreuer auch das Gegengewicht.



Stabiler Stahlrahmen, Öffnung am zentralen Griff ermöglicht schnelles Anbringen optionaler Stützgurte.



Belastbarkeit: 150 kg. Es hilft Betreuern oder Begleitern, einen Benutzer von einem Sitz auf einen anderen zu transportieren.