



Heben vom Boden



Toiletten-/Badetransfer



Bett-Stuhl-Transfer

Der Patientenlifter ist ein Hilfsgerät, das für den Transfer von Personen wie Rollstuhlfahrern, bariatrischen Patienten, bettlägerigen Patienten, Behinderten, Behinderten, Patienten mit Frakturen der unteren Gliedmaßen und älteren Menschen mit eingeschränkter Fähigkeit, in einen Rollstuhl zu gehen, geeignet ist.

Transfers können von und zu Betten, Stühlen, vom Boden zum Bett, seitliche Transfers, Baden und Toilettengang erfolgen. Das Gerät ist kompakt im Design und vielseitig einsetzbar und eignet sich für den Transport aller Arten von Patienten. Leicht und einfach zu zerlegen, praktisch für schnellen Transport und Installation. Kann Patienten und Pflegekräften ein sicheres, komfortables und stabiles Gefühl geben.

Merkmale:

- Zum Aufladen einfach das Gerät anschließen. Der Akku muss zum Aufladen nicht entfernt werden
- Der Lift funktioniert nicht, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist. Ideal für die häusliche Pflege
- Die Jumbo-Aktuatorpumpe mit Notruftaste kann in den manuellen Modus wechseln, um den Patienten sicher abzusenken
- Die Basisbeine lassen sich leicht verstellen und mit dem gepolsterten Schaltgriff sicher in der geöffneten Position verriegeln
- Extra breite beschichtete Halterung mit 360-Grad-Drehung und 4-Punkt-Aufhängung
- Tragfähigkeit: 600 Pfund (passt unter das Bett)
- Optionale Gewichtsskala

Produktname	Batteriebetriebener bariatrischer Lifter
Nettogewicht	60kg
Gewichtskapazität	272kg
Höhe	32"-75,5"
Breite der Basis	25"-45,75"
Funktion	Behinderten- oder Behindertentransport, Gehhilfe, häusliche Pflege
Anwendung	Häusliche Pflege, Pflegeheim oder Krankenhaus usw.
Schub	12000N

Detaillierte Beschreibung:



Einfache Bedienung

Während des Hebevorgangs kann der Kleiderbügel um 360 gedreht werden, um eine bequeme Position zu erreichen.
Optionale Gewichtsskala.



Notaus-Knopf

mit Not-Aus-Taste und Notabsenksystem.
Um den Patienten sicher abzusenken, kann die Pumpe in den manuellen Modus geschaltet werden.



Verstellbare Basis

Erweitern Sie die Basis des Lifters auf die größtmögliche Position, um Stabilität und Benutzerfreundlichkeit zu maximieren.



Rollen mit Bremse

Bremsen in den Hinterrädern verhindern, dass sich das Gerät während des Gebrauchs bewegt.