



Heben vom Boden



Toiletten-/Badetransfer



Bett-Stuhl-Transfer

Der Patientenlifter ist ein Hilfsmittel, das für Transferpersonen wie Rollstuhlfahrer geeignet ist. Bariatrischer Patient. Bettlägerige Patienten, Behinderte, Behinderte, Patienten mit Frakturen der unteren Gliedmaßen, ältere Menschen mit eingeschränkter Fähigkeit, in einen Rollstuhl zu gehen. Dieser elektrische Patientenlifter mit Batterieantrieb bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Es handelt sich um einen preisgünstigen Elektrolift mit Akku und Ladegerät. Heben Sie ihn vom Boden, vom Bett, von der Toilette oder vom Rollstuhl an. Das benutzerfreundliche Liftsystem verfügt über eine breite Halterung, die Platz für einen 2-Punkt- oder 4-Punkt-Gurt bietet.

Merkmale:

- Robuste Konstruktion mit 6-Punkt-Halterung
- Die Jumbo-Aktuatorpumpe mit Notruftaste kann in den manuellen Modus wechseln, um den Patienten sicher abzusenken
- Schnelles und einfaches Aufladen über die Steckdose
- Zum Aufladen einfach das Gerät anschließen. Der Akku muss zum Laden nicht entfernt werden
- Der Lift funktioniert nicht, solange er angeschlossen ist
- Für die häusliche Pflege
- Optionale Gewichtsskala

Produktname	Batteriebetriebener Patientenlifter
Nettogewicht	49kg
Gewichtskapazität	204 kg
Höhe	27,5"-76"
Breite der Basis	24"-41"
Funktion	Behinderten- oder Behindertentransport, Gehhilfe, häusliche Pflege
Anwendung	Häusliche Pflege, Pflegeheim oder Krankenhaus usw.
Schub	10000N

Detaillierte Beschreibung:



Einfache Bedienung

Während des Hebevorgangs kann der Kleiderbügel um 360 gedreht werden, um eine bequeme Position zu erreichen.
Optionale Gewichtsskala.



Notaus-Knopf

mit Not-Aus-Taste und Notabsenksystem.
Um den Patienten sicher abzusenken, kann die Pumpe in den manuellen Modus geschaltet werden.



Griffe

Groß, leicht zu greifen und leicht zu manövrieren.



Rollen mit Bremse

Bremsen in den Hinterrädern verhindern, dass sich das Gerät während des Gebrauchs bewegt.