

**Hilfe beim Transfer, Stehen und Heben von Patienten:** Der kompakte Rahmen passt durch die meisten Türen und ermöglicht einen einfachen und sicheren Transfer zwischen Rollstuhl, Bett, Stuhl, Sofa, Toilette oder anderen Sitzpositionen.

**Stehhilfe:** Das Ganzkörperdesign und der niedrige Schwerpunkt verbessern die Stabilität des Patienten, verhindern Stürze, minimieren das Verletzungsrisiko beim Transfer und sorgen für Sicherheit sowohl für Patienten als auch für das Pflegepersonal.

**Einfach und bequem:** Pflegekräfte können Patienten einfach und sicher transportieren, sodass sie sich unabhängig bewegen können. Es fördert die Mobilität, indem es den Patienten dazu ermutigt, sich mit Hilfe der Pflegekraft aufzurichten, zu transferieren und wieder hinzusetzen.

**Ergonomisches Design:** Die gepolsterten Kniepolster und der Sitz sind ergonomisch geformt und passen sich Ihrem Körper für maximalen Komfort an. Jeder Handlauf ist mit weichem Schaumstoff ummantelt, um einen sicheren und dennoch bequemen Halt zu gewährleisten.

**Sicherheitsvorrichtungen:** Zwei feststellbare Rollen (Räder) hinter der Basis sorgen für erhöhte Sicherheit und sanftes Gleiten auf verschiedenen Bodenoberflächen.

## **Merkmale:**

1. Einstellbare Transferhilfe von One Able Assist
2. Sichere und einfache Lösung für den Patiententransfer
3. Spreizbare Beine für zusätzliche Stabilität
4. Ideal für Personen, die sich von einer sitzenden in eine stehende Position aufrichten können
5. Lässt sich problemlos durch Standardtüren manövrieren
6. Knieorthese hilft, die Beine zu stützen
7. 2 gebremste Räder maximieren Sicherheit und Stabilität
8. Kann direkt zu einer Toilette gerollt werden

<b>Produktname</b>	Transferhilfen von Able Assist
<b>Nettogewicht</b>	33,5 kg
<b>Gewichtskapazität</b>	200kg
<b>Höhe</b>	35,8" * 25,2" * 4,2"
<b>Breite der Basis</b>	16,5" - 31,5"
<b>Funktion</b>	Perfekt für den Transfer von Raum zu Raum
<b>Anwendung</b>	Häusliche Pflege, Pflegeheim oder Krankenhaus usw.

## **Detaillierte Beschreibung:**



Klappen Sie die Sitzpolster hoch, damit der Benutzer den Able Assist einnehmen kann.



Der Benutzer stellt seine Füße auf die stabile Anti-Rutsch-Fußplatte und erhält Unterstützung durch die verstellbare Unterschenkelstütze.



Sie können den praktischen Helfer im Badezimmer verwenden und ihn zu einer Toilette rollen. Die Räder können auf beiden Seiten der Toilette positioniert werden und bieten dem Benutzer mehr Würde beim Sitzen.



Ausgestattet mit 4 Rädern, die die Manövrierfähigkeit verbessern und einen einfachen Transfer des Benutzers ermöglichen. 2 der Räder verfügen über Bremsen, die maximale Sicherheit und Stabilität beim Transfer eines Patienten gewährleisten.