

Besonderheit:

- Öffnung an der zentralen Griffstange ermöglicht schnelles Anbringen von optionalem Zubehör Stützgurte
- 4 vordere und hintere Rollen kombiniert mit 2 x 13 cm (5") zentral Räder sorgen für müheloses Manövrieren auch mit schwereren Benutzern
- Fußbetätigte Bremsen an den mittleren Rädern sorgen für Stabilität während Steh-/Sitzbewegung
- Leicht abwischbare Oberflächen
- Einfache Demontage/Wiedermontage ohne Werkzeug für den Transport und Lagerung hat es ein maximales Benutzergewicht von 150 kg
- Große Grundfläche sorgt für Stabilität

Produktname	Transferhilfe vom Sitzen zum Stehen
Maße	22,6" * 24,8" * 46,5"
Gewichtskapazität	150 kg
Höhe	11,8" - 18,5"
Funktion	Perfekt für den Transfer von Raum zu Raum
Anwendung	Häusliche Pflege, Pflegeheim oder Krankenhaus usw.

Detaillierte Beschreibung:

Stabiler Stahlrahmen, Öffnung am zentralen Griff ermöglicht schnelles Anbringen optionaler Stützgurte.



Die gepolsterte Unterschenkelstütze kann je nach Benutzerkomfort in Breite, Winkel und Höhe angepasst werden.



4 vordere und hintere Rollen kombiniert mit 2 x 13 cm (5 Zoll)
Zentralrädern sorgen für müheloses Manövrieren auch mit schwereren Benutzern.
Es hat ein maximales Benutzergewicht von 150 kg.