

Ultraleichtes elektrisches Bett

Ein tolles ultraleichtes elektrisches Bett für Ihre Körperpflege!
Das ultraleichte elektrische Bett ist ideal für alle, die zu Hause, in einem Krankenhaus oder in einem Pflegeheim ein Bett benötigen. Ein in sich geschlossener Motor bleibt unglaublich leise, und die Motorbaugruppe kann installiert und entfernt werden, während der Patient im Bett bleibt. Komfort, Bequemlichkeit, Qualität: Stellen Sie das Bett einfach auf die gewünschte Höhe und Position ein. Der Bettrahmen ist einfach zu montieren und leicht zu reinigen.



Kaufberatung für elektrische Betten



Gewichtskapazität
(450 Pfund)



Funktionen und Eigenschaften



Material



Zubehör



Produktstruktur

- Geländer (optional)
- Motor
- Federbett
- Kopf-/Fußteil
- Sicherheitsstift
- Rollen

Produktvorteil


Das Bett verfügt über eine Kanalrahmenkonstruktion mit zinkbeschichtetem Federdeck, um überlegene Festigkeit und reduziertes Gewicht zu bieten.

Das Bett ist stark genug, um einer Gewichtskapazität von bis zu 450 Pfund standzuhalten, verfügt jedoch über eine Laufrolle, die sich leicht bewegen lässt und Anpassungen zwischen 9,5 "-20" Deckhöhe zum Kinderspiel macht.

Wird mit einer 9-V-Batterie geliefert, um den Bettabschnitt bei Stromausfall bis zu 9 Mal abzusenken.

Das Kopfteil ist höher als das Fußteil, um besser zur Inneneinrichtung zu passen.

Bettzubehör



Handsteuerungsanhänger:

6-Tasten-Steuerung, im Dunkeln leuchtende Tasten.

Auch bei ausgeschaltetem Licht kann der Anhänger vom Benutzer oder der Begleitperson schnell gefunden werden.

Kompatibel mit allen Bettmatratzen:

Auf diesen Rahmen passt jede Matratze in Standardgröße. Egal, ob Sie eine Schaumstoff-, Federkern- oder Wechseldruck-Luftmatratze verwenden möchten, dieser Rahmen wird perfekt sein.

Inklusive Halbschiene:

Diese Sicherheitsschienen lassen sich leicht an- und abklemmen. Ein einfacher Entriegelungsknopf ermöglicht es, jede Schiene unabhängig voneinander abzusenken oder einfach anzuheben.