

Hay series de productos principales: elevadores de pacientes, dispositivos de traslado de pacientes, camas de enfermería, concentradores de oxígeno y más, que prestan servicios de atención domiciliaria, agencias de rehabilitación, centros de enfermería, etc.

Ahora nuestros productos cumplen con los estándares ISO9001, ISO13485, ISO10535, CE, SGS, UKCA, etc.



El elevador de pacientes es un dispositivo de asistencia adecuado para personas en traslado, como usuarios de sillas de ruedas, pacientes bariátricos, pacientes encamados, discapacitados, discapacitados, pacientes con fracturas de miembros inferiores y personas mayores con poca capacidad para caminar hasta una silla de ruedas.

Los traslados pueden ser hacia y desde camas, sillas, piso a cama, traslados laterales, baño e inodoro. El equipo es de diseño compacto y versátil, apto para desplazar todo tipo de pacientes. Ligero y fácil de desmontar, conveniente para un transporte e instalación rápidos. Puede hacer que los pacientes y cuidadores se sientan seguros, cómodos y estables.

Características:

- Estructura estructural general de acero, con soporte de 6 puntos
- Para cuidados en el hogar o uso en residencias de ancianos, etc.
- Para cargar, simplemente conecte la unidad. No es necesario quitar la batería para cargarla.
- con botón de emergencia puede cambiar al modo manual para bajar al paciente de forma segura
- Diseño de ruedas silenciosas con doble freno
- Fácil de desmontar para transportar
- Base baja disponible para espacios reducidos en camas especiales
- Funcionalidad y seguridad óptimas

nombre del producto	Elevador de pacientes eléctrico
Peso neto	40kg
Capacidad de peso	180kg
Altura	28"-73"
Ancho de la base	18" - 34,5"

Función	Traslado de discapacitados o discapacitados, asistencia para caminar, atención domiciliaria.
Solicitud	Atención domiciliaria, residencia de ancianos u hospital, etc.
Empuje	8000N

Descripción detallada:



Fácil operación

Durante el proceso de elevación, el colgador se puede girar 360 para obtener una posición cómoda, cómoda y flexible de usar.



Panel multifunción

Panel multifunción, visualización del estado de la batería en tiempo real. Con botón de control, arriba/abajo.



Botón de parada de emergencia

Presione el botón rojo, el dispositivo de control se suspende. gire el botón hacia la derecha, el dispositivo de control se activa.



Ruedas traseras con bloqueo

Ruedas traseras con freno, detienen el movimiento involuntario del elevador. p.ej. cuando el paciente está suspendido.



Base ultrabaja

La base se puede colocar debajo de la cama, centro de gravedad bajo con buena estabilidad, cerca de los pacientes encamados para brindar una mejor atención.



**Carga
máxima 180
kg**

Un marco robusto de acero sustancial, límite de peso máximo del usuario de 180 kg.

Es muy maniobrable y ligero de usar.