



Levantando desde el piso



Traslado para ir al baño o ir al baño



Traslado Cama-Silla

El elevador de pacientes es un dispositivo de asistencia adecuado para personas en traslado, como usuarios de sillas de ruedas, pacientes bariátricos postrados en cama, discapacitados, discapacitados, pacientes con fracturas de extremidades inferiores y personas mayores con poca capacidad para caminar hasta una silla de ruedas.

Los traslados pueden ser hacia y desde camas, sillas, piso a cama, traslados laterales, baño e inodoro. El equipo es de diseño compacto y versátil, apto para desplazar todo tipo de pacientes. Ligero y fácil de desmontar, conveniente para un transporte e instalación rápidos. Puede hacer que los pacientes y cuidadores se sientan seguros, cómodos y estables.

Características:

- Para cargar, simplemente conecte la unidad No es necesario quitar la batería para cargarla
- El elevador no funciona mientras está enchufado. Ideal para uso en el hogar.
- La bomba con actuador gigante con botón de emergencia puede cambiar al modo manual para bajar al paciente de forma segura
- Las patas de la base se ajustan fácilmente y se bloquean de forma segura en la posición abierta con una palanca de cambios acolchada
- Soporte revestido extra ancho con rotación de 360° y conexión de 4 puntos
- Capacidad de peso: 600 libras (puede caber debajo de la cama)
- Báscula de peso opcional

nombre del producto	Elevador bariátrico a batería
Peso neto	60kg
Capacidad de peso	272 kilos
Altura	32"-75,5"
Ancho de la base	25"-45,75"
Función	Traslado de discapacitados o discapacitados, asistencia para caminar, atención domiciliaria.
Solicitud	Atención domiciliaria, residencia de ancianos u hospital, etc.
Empuje	12000N

Descripción detallada:



Fácil operación

Durante el proceso de elevación, el colgador se puede girar 360 para obtener una posición cómoda.
Báscula de peso opcional.



Botón de parada de emergencia

con botón de parada de emergencia y sistema de descenso de emergencia.
La bomba se puede cambiar al modo manual para bajar al paciente de forma segura.



Base ajustable

Amplie la base del elevador a la posición más amplia posible para maximizar la estabilidad y la facilidad de uso.



Ruedas con freno

Los frenos en las ruedas traseras evitan que el dispositivo se mueva durante su uso.