



Levantando desde el piso



Traslado para ir al baño o ir al baño



Traslado Cama-Silla

El elevador de pacientes es un dispositivo de asistencia adecuado para personas en traslado, como usuarios de sillas de ruedas. Paciente Bariátrico. Pacientes postrados en cama, discapacitados, discapacitados, pacientes con fracturas de miembros inferiores, personas mayores con poca capacidad para caminar hasta una silla de ruedas.

Este elevador de pacientes eléctrico con batería ofrece un valor excepcional en un elevador de pacientes eléctrico. Es un ascensor eléctrico asequible con batería y cargador.

Levante desde el piso, la cama, la cómoda o la silla de ruedas. Fácil de usar El sistema de elevación tiene un amplio soporte que se adapta a un cabestrillo de 2 o 4 puntos.

### Características:

- Construcción de gran espesor, con soporte de 6 puntos
- La bomba con actuador gigante con botón de emergencia puede cambiar al modo manual para bajar al paciente de forma segura
- Carga rápida y sencilla desde una toma de CA
- Para cargar, simplemente conecte la unidad. No es necesario quitar la batería para cargarla.
- El elevador no funcionará mientras esté enchufado
- Para uso en el hogar
- Báscula de peso opcional

<b>nombre del producto</b>	Elevador de pacientes con batería
<b>Peso neto</b>	49kg
<b>Capacidad de peso</b>	204kg
<b>Altura</b>	27,5"-76"
<b>Ancho de la base</b>	24"-41"
<b>Función</b>	Traslado de discapacitados o discapacitados, asistencia para caminar, atención domiciliaria.
<b>Solicitud</b>	Atención domiciliaria, residencia de ancianos u hospital, etc.
<b>Empuje</b>	10000N

### Descripción detallada:



**Fácil operación**

Durante el proceso de elevación, el colgador se puede girar 360 para obtener una posición cómoda.  
Báscula de peso opcional.



**Botón de parada de emergencia**

con botón de parada de emergencia y sistema de descenso de emergencia.  
La bomba se puede cambiar al modo manual para bajar al paciente de forma segura.



**Asas de agarre**

Grande, fácil de agarrar, para una fácil maniobrabilidad.



**Ruedas con freno**

Los frenos en las ruedas traseras evitan que el dispositivo se mueva durante su uso.