

Este es un nebulizador de compresor silencioso y trabajador. Ofrece mayores flujos de litro, tiempos de tratamiento más cortos y niveles de sonido más bajos que muchos otros nebulizadores de compresor económicos.
Descripción detallada:
El diseño ultracompacto lo hace extremadamente portátil.
La potente bomba de pistón es eficiente, confiable y silenciosa.
Ofrece un tamaño de partícula constante de 5 micrones y tiempos de tratamiento rápidos.



Adecuado para una variedad de situaciones




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung $2-5\mu\text{m}$



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: $3.6 - 4.0 \mu\text{m}$




QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION


Low noise design, easy for children to sleep



USE BASIC STEPS




Más detalles



Nebulización a nivel de micras: 2 µm - 5 µm
Las partículas nebulizadas llegan directamente al tracto respiratorio superior, los pulmones y el tracto respiratorio inferior, facilitando la adherencia del medicamento.



Alta eficiencia de atomización
Atomización suave para un funcionamiento continuo.



Nivel de ruido bajo
A baja potencia, bajo vibración, la atomización del balón no resulta.