



Levantando desde el piso



Traslado Cama-Silla



Traslado para ir al baño o ir al baño

El elevador de pacientes es un dispositivo de asistencia adecuado para personas en traslado, como usuarios de sillas de ruedas, pacientes bariátricos, pacientes encamados, discapacitados, discapacitados, pacientes con fracturas de miembros inferiores y personas mayores con poca capacidad para caminar hasta una silla de ruedas.

Los traslados pueden ser hacia y desde camas, sillas, piso a cama, traslados laterales, baño e inodoro. El equipo es de diseño compacto y versátil, apto para desplazar todo tipo de pacientes. Ligero y fácil de desmontar, conveniente para un transporte e instalación rápidos. Puede hacer que los pacientes y cuidadores se sientan seguros, cómodos y estables.

### Características:

- Estructura estructural general de acero, con soporte de 6 puntos
- Para cuidados en el hogar o uso en residencias de ancianos, etc.
- Para cargar, simplemente conecte la unidad. No es necesario quitar la batería para cargarla.
- con botón de emergencia puede cambiar al modo manual para bajar al paciente de forma segura
- Diseño de ruedas silenciosas con doble freno
- Fácil de desmontar para transportar
- Base baja disponible para espacios bajos de camas especiales
- Funcionalidad y seguridad óptimas

<b>nombre del producto</b>	Elevador de pacientes eléctrico
<b>Peso neto</b>	40kg
<b>Capacidad de peso</b>	180kg
<b>Altura</b>	28"-73"
<b>Ancho de la base</b>	18" - 34,5"
<b>Función</b>	Traslado de discapacitados o discapacitados, asistencia para caminar, atención domiciliaria.
<b>Solicitud</b>	Atención domiciliaria, residencia de ancianos u hospital, etc.
<b>Empuje</b>	8000N

### Descripción detallada:



**Fácil operación**  
Durante el proceso de elevación, el colgador se puede girar 360 para obtener una posición cómoda, cómoda y flexible de usar.



**Panel multifunción**  
Panel multifuncional, visualización del estado de la batería en tiempo real. Con botón de control, arriba/abajo.



**Botón de parada de emergencia**  
Presione el botón rojo, el dispositivo de control se suspende. gire el botón hacia la derecha, el dispositivo de control se activa.



**Ruedas traseras con bloqueo**  
Ruedas traseras con freno, detienen el movimiento involuntario del elevador. p.ej. cuando el paciente está suspendido.



**Base ultrabaja**  
La base se puede colocar debajo de la cama, centro de gravedad bajo con buena estabilidad, cerca de los pacientes encamados para brindar una mejor atención.



**Carga máxima 180 kg**  
Un marco robusto de acero sustancial, límite de peso máximo del usuario de 180 kg. Es muy maniobrable y ligero de usar.