

**Ayuda en traslados, bipedestación y levantamiento de pacientes:** El marco compacto pasa por la mayoría de las puertas, lo que permite transferencias fáciles y seguras entre una silla de ruedas, una cama, una silla, un sofá, una cómoda u otras posiciones para sentarse.

Stand Assist: El diseño de cuerpo completo y un centro de gravedad bajo mejoran la estabilidad del paciente, previniendo caídas y minimizando el riesgo de lesiones durante los traslados, y brindando tranquilidad tanto a los pacientes como a los cuidadores.

**Sencillo y conveniente:** Los cuidadores pueden trasladar a los pacientes de forma fácil y segura, permitiéndoles moverse de forma independiente. Promueve la movilidad al animar al paciente a sentarse, trasladarse y sentarse con la ayuda del cuidador.

**Diseño ergonómico:** Las rodilleras acolchadas y el asiento tienen una forma ergonómica que se adapta a su cuerpo para lograr la máxima comodidad. Cada pasamanos está recubierto de espuma suave para brindar un agarre seguro y cómodo.

**Características de seguridad:** Dos ruedas con bloqueo ubicadas detrás de la base, lo que garantiza una mayor seguridad y un deslizamiento suave en diversas superficies del piso.

### Características:

1. Ayuda de transferencia ajustable One Able Assist
2. Solución segura y sencilla para el traslado de pacientes
3. Patas extensibles para mayor estabilidad
4. Ideal para aquellos que pueden levantarse desde una posición sentada hasta una posición de pie.
5. Maniobrar a través de puertas estándar con facilidad
6. La rodillera ayuda a sostener las piernas.
7. 2 ruedas con freno maximizan la seguridad y la estabilidad
8. Se puede llevar directamente al inodoro.

<b>nombre del producto</b>	Ayudas de transferencia de asistencia capaz
<b>Peso neto</b>	33,5 kilos
<b>Capacidad de peso</b>	200 kilos
<b>Altura</b>	35,8" * 25,2" * 4,2"
<b>Ancho de la base</b>	16,5" - 31,5"
<b>Función</b>	Perfecto para traslados de habitación a habitación
<b>Solicitud</b>	Atención domiciliaria, residencia de ancianos u hospital, etc.

### Descripción detallada:



Levante las almohadillas del asiento para que el usuario pueda ocupar el Able Assist;



El usuario coloca los pies sobre la estable placa antideslizante y se apoya en el soporte ajustable para las piernas.



Puede utilizar la asistencia capaz en el baño y puede llevarlo con ruedas hasta el inodoro; las ruedas se pueden colocar a ambos lados del inodoro, lo que ofrece al usuario más dignidad al sentarse.



Equipado con 4 ruedas que mejoran la maniobrabilidad y permiten trasladar a los usuarios con facilidad, 2 de las ruedas tienen frenos que garantizan la máxima seguridad y estabilidad al trasladar a un paciente.