

Cama baja totalmente eléctrica de tres motores

La cama silenciosa, cómoda y totalmente eléctrica de baja altura proporciona un cambio de posición suave con un control colgante manual fácil de usar y una altura total del marco de la cama para máxima comodidad y versatilidad para el paciente o el cuidador.



Guía de compra de camas eléctricas



Capacidad de peso 204 kg



Cama baja



Ruedas con freno



Cama totalmente eléctrica con tres motores



Estructura del producto

- ① Resorte de pie
- ② Resorte de cabeza
- ③ Tablero de cabecera/pie
- ④ Manivela manual de emergencia
- ⑤ Ruedas
- ⑥ Control colgante manual
- ⑦ 3 motores/actuadores

Ventaja del producto

1. La posición de la sección de los pies y la altura total del marco de la cama para máxima comodidad y versatilidad para el paciente o el cuidador.
La construcción del marco de 2 canales proporciona una resistencia superior y un peso reducido.
3. El marco reforzado resiste la torsión y la flexión.
4. Plataforma de resorte recubierta de zinc de larga duración para comodidad del paciente
5. Los extremos de la cama de alta resistencia con cubiertas duraderas de polietileno moldeado para los extremos de la cama son atractivos y fáciles de mantener.
6. La cabecera es más alta que el pie de cama para combinar con la decoración del hogar.
7. Las etiquetas y los resortes codificados por colores ayudan a garantizar una instalación precisa de las barandillas laterales para la seguridad del paciente
8. El caballo de batalla de alto rendimiento de la planta de energía de 3 motores es un estándar de la industria
9. En caso de corte de energía, la accesibilidad de la manivela alta/baja montada en la parte superior y el motor de manivela manual anulan los ajustes de la superficie para dormir.