

Solución fácil y segura para ayudar a una persona de una habitación a otra.

Característica:

- Manijas ajustables en altura para adaptarse a las necesidades del usuario
- Soportes para piernas de PU ajustables en altura, ancho y ángulo, soportes para piernas acolchados
se puede ajustar sin herramientas
- La base de perfil bajo facilita la colocación de los pies del usuario
- El marco de acero resistente proporciona un soporte estable para el usuario
- El mango tiene múltiples puntos de agarre y está en ángulo para permitir la punta sobre los dedos
movimiento de pie
- La apertura en el manillar central permite una instalación rápida de cinturones de soporte
opcionales
- 2 ruedas traseras de 8 cm garantizan maniobras sin esfuerzo incluso con usuarios más pesados
- Superficies fáciles de limpiar

nombre del producto	Turner paciente
Peso neto	16,5 kilogramos
Capacidad de peso	150 kilogramos
Altura	6,3"-7,1"
Dimensiones de la almohadilla	6,9" * 4,9"
Función	Perfecto para traslados de habitación a habitación
Solicitud	Atención domiciliaria, residencia de ancianos u hospital, etc.

Descripción detallada:



Los soportes acolchados para la parte inferior de las piernas se pueden ajustar en ancho, ángulo y altura para comodidad del usuario (sin herramientas).



La base de perfil bajo facilita la colocación de los pies del usuario. El área de base sustancial proporciona estabilidad, y la barra trasera también permite al cuidador contrapesar.



Estructura de acero resistente, la apertura en el manillar central permite una instalación rápida de cinturones de soporte opcionales.



Capacidad de peso de 150 kg. Ayuda a los cuidadores o asistentes a transferir a un usuario de un asiento a otro.