

El nebulizador compresor Procyon proporciona una terapia de inhalación nebulizada rápida, eficiente y confiable, diseñada para uso doméstico. Se trata de un nebulizador compresor silencioso y resistente, adecuado para nebulizar la mayoría de los medicamentos en aerosol recetados para enfermedades respiratorias comunes. Ofrece mayor flujo de flujo, tiempos de tratamiento más cortos y niveles de sonido más bajos que muchos otros nebulizadores de compresor disponibles.

Descripción detallada:

El diseño ultracompacto lo hace extraordinariamente portátil.
La potente bomba de presión es eficiente, confiable y silenciosa.
Ofrece un control de presión constante de 40 PSI durante el tiempo de tratamiento rápido.

Serie / Modelo No.	Serie Procyon / 73001
Dimensiones de la unidad	191 mm x 102 mm x 171 mm
Peso	4,7 libras (2,1 kg)
Requisitos eléctricos	100-240 VCA, 50-60 Hz
Nivel de presión de funcionamiento	40 PSI
Presión máxima	45 PSI
Peso de agua dulce del compresor	342 libras
Tamaño de partícula	2-5 µm, 1 µm
Tasa del nebulizador	0,2 ml/min
Uso de nebulizador	10-15 min




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: 3.6 - 4.0 µm




QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep




USE BASIC STEPS



Adecuado para una variedad de situaciones



Más detalles



Nebulización a nivel de nebulas: 2 µm – 5 µm
Las partículas nebulizadas llegan directamente al tracto respiratorio superior, llegando al tracto respiratorio inferior, facilitando la absorción del medicamento.



Alta eficiencia de atomización
Atomización suave para un funcionamiento continuo.



Menor de bajo ruido
Alta potencia, baja vibración, la atomización del bebé es suave.