

### Característica:

- La apertura en el manillar central permite una instalación rápida de accesorios opcionales. cinturones de soporte
- 4 ruedas delanteras y traseras combinadas con 2 x 13 cm ( 5" ) central Las ruedas garantizan maniobras sin esfuerzo incluso con usuarios más pesados.
- Los frenos operados con el pie en las ruedas centrales brindan estabilidad durante movimiento de pie/sentado
- Superficies fáciles de limpiar
- Fácilmente desmontado/reensamblado sin herramientas para transporte y almacenamiento, tiene un Peso Máximo de Usuario de 150 kg
- Una superficie de base sustancial proporciona estabilidad

<b>nombre del producto</b>	Ayuda para la transferencia de sentarse a pararse
<b>Dimensiones</b>	22,6" * 24,8" * 46,5"
<b>Capacidad de peso</b>	150 kilogramos
<b>Altura</b>	11,8" - 18,5"
<b>Función</b>	Perfecto para traslados de habitación a habitación
<b>Solicitud</b>	Atención domiciliaria, residencia de ancianos u hospital, etc.

### Descripción detallada:



Estructura de acero resistente, la apertura en el manillar central permite una instalación rápida de cinturones de soporte opcionales.



El soporte acolchado para la parte inferior de la pierna se puede ajustar en ancho, ángulo y altura para adaptarse a la comodidad del usuario.



4 ruedas delanteras y traseras combinadas con 2 x 13 cm (5")  
Las ruedas centrales garantizan maniobras sin esfuerzo incluso con usuarios más pesados.  
tiene un peso máximo de usuario de 150 kg.