

## Elevador de pacientes hidráulico

Los elevadores de la serie Deneb son muy fáciles de maniobrar y ofrecen una amplia selección de arneses para una variedad de situaciones de elevación. Los traslados pueden ser hacia y desde camas, sillas, piso a cama, traslados laterales, baño y aseo. El equipo tiene un diseño compacto y versátil, apto para mover todo tipo de pacientes. Ligero y fácil de desmontar, conveniente para un transporte e instalación rápidos. Puede hacer que los pacientes y los cuidadores se sientan seguros, cómodos y estables.



### Guía de compra de elevadores de pacientes



capacidad de peso  
(450 libras)



Tamaño de elevación Elegir



Barra giratoria de seis puntos



Bomba hidráulica



### estructura del producto

- Percha
- tirachinas
- Básico
- rueda trasera
- Palanca de ajuste de la base
- Bomba hidráulica
- Bolígrafo
- empujar la mano

## ventaja del producto

### Características del elevador de pacientes (ascensor Hoyer):

- El elevador cuenta con un rango de 20"-64" y permite levantar a las personas desde una posición acostada en el piso
- Manija de la bomba: Capaz de girar de lado a lado para comodidad del cuidador. ¿Cuántas veces se puede usar?
- Consejos: Es muy recomendable que los pacientes sean asistidos por dos personas mientras levantan.
- Fácil montaje, solo te llevará 2 minutos montar los ascensores.

### Tamaño de elevación Elegir



### Características de la eslinga:

Fácil de usar: el cabestrillo ayuda a transferir a los usuarios de una cama a una silla de ruedas, sillón reclinable o silla de ducha. La gran abertura en el diseño también le permite ir al baño.

Mantenimiento (fácil de limpiar): La tela de poliéster lavable se puede usar en ambientes húmedos o secos.

Uso múltiple: ideal para transferir a un paciente de la cama a la silla, silla de ruedas o inodoro, silla a silla o del piso a la cama o silla usando su elevador manual o eléctrico.