



Levage du sol



Transfert toilettes/bain



Transfert Lit-Fauteuil

Le lève-personne est un dispositif d'assistance adapté aux personnes transférées telles que les utilisateurs de fauteuils roulants, les patients bariatriques, les patients alités, les handicapés, les patients handicapés, les patients souffrant de fractures des membres inférieurs, les personnes âgées ayant une faible capacité à marcher jusqu'à un fauteuil roulant.

Les transferts peuvent s'effectuer depuis et vers des lits, des chaises, du sol au lit, des transferts latéraux, un bain et des toilettes. L'équipement est de conception compacte et polyvalent, adapté au déplacement de tous les types de patients. Léger et facile à démonter, pratique pour un transport et une installation rapides. Peut permettre aux patients et aux soignants de se sentir en sécurité, à l'aise et stables.

Caractéristiques:

- Pour charger, branchez simplement l'appareil. La batterie n'a pas besoin d'être retirée pour être chargée.
- L'ascenseur ne fonctionnera pas lorsqu'il est branché. Idéal pour une utilisation à domicile.
- La pompe à actionneur géant avec bouton d'urgence peut passer en mode manuel pour abaisser le patient en toute sécurité
- Les pieds de base s'ajustent facilement et se verrouillent solidement en position ouverte avec une poignée de changement de vitesse rembourrée
- Berceau à revêtement extra large avec rotation à 360° et connexion à 4 points
- Capacité de poids 600 lbs (peut se glisser sous le lit)
- Échelle de poids en option

Nom du produit	Ascenseur bariatrique alimenté par batterie
Poids net	60 kg
Capacité de poids	272kg
Hauteur	32"-75,5"
Largeur de la base	25"-45,75"
Fonction	Transfert handicapé ou handicapé, aide à la marche, soins à domicile
Application	Soins à domicile, maison de retraite ou hôpital, etc.
Poussée	12000N

Description détaillée:



Utilisation facile

Pendant le processus de levage, le cintre peut pivoter à 360° pour obtenir une position confortable.

Balance de poids en option.



Bouton d'arrêt d'urgence

avec bouton d'arrêt d'urgence et système de descente d'urgence.

La pompe peut être commutée en mode manuel pour abaisser le patient en toute sécurité.



Base réglable

Élargissez la base du lève-personne dans la position la plus large possible pour maximiser la stabilité et la facilité d'utilisation.



Roulettes avec frein

Les freins des roues arrière empêchent l'appareil de bouger pendant l'utilisation.