



Levage du sol



Transfert toilettes/bain



Transfert Lit-Fauteuil

Le lève-personne est un appareil d'assistance adapté aux personnes en transfert telles que les utilisateurs de fauteuils roulants. Patient bariatrique. Patients alités, handicapés, handicapés, patients fracturés des membres inférieurs, personnes âgées ayant une faible capacité à marcher jusqu'à un fauteuil roulant.

Ce lève-personne électrique alimenté par batterie offre une valeur exceptionnelle dans un lève-personne électrique. Il s'agit d'un élévateur motorisé abordable avec batterie et chargeur.

Soulevez-le depuis le sol, le lit, la commode ou le fauteuil roulant. Le système Lift facile à utiliser est doté d'un large berceau pouvant accueillir un harnais à 2 ou 4 points.

Caractéristiques:

- Construction robuste, avec berceau à 6 points
- La pompe à actionneur géant avec bouton d'urgence peut passer en mode manuel pour abaisser le patient en toute sécurité
- Chargement rapide et facile depuis une prise secteur
- Pour charger, branchez simplement l'appareil. La batterie n'a pas besoin d'être retirée pour être chargée
- L'ascenseur ne fonctionnera pas lorsqu'il est branché
- Pour les soins à domicile
- Échelle de poids en option

Nom du produit	Lève-personne alimenté par batterie
Poids net	49 kg
Capacité de poids	204kg
Hauteur	27,5"-76"
Largeur de la base	24"-41"
Fonction	Transfert handicapé ou handicapé, aide à la marche, soins à domicile
Application	Soins à domicile, maison de retraite ou hôpital, etc.
Poussée	10000N

Description détaillée:



Utilisation facile

Pendant le processus de levage, le cintre peut pivoter à 360° pour obtenir une position confortable.

Balance de poids en option.



Bouton d'arrêt d'urgence

avec bouton d'arrêt d'urgence et système de descente d'urgence.

La pompe peut être commutée en mode manuel pour abaisser le patient en toute sécurité.



Poignées

Grand, facile à saisir, pour une maniabilité aisée.



Roulettes avec frein

Les freins des roues arrière empêchent l'appareil de bouger pendant l'utilisation.