



Levage du sol



Transfert Lit-Fauteuil



Transfert toilettes/bain

Le lève-personne est un dispositif d'assistance adapté aux personnes transférées telles que les utilisateurs de fauteuils roulants, les patients bariatriques, les patients alités, les handicapés, les patients handicapés, les patients souffrant de fractures des membres inférieurs, les personnes âgées ayant une faible capacité à marcher jusqu'à un fauteuil roulant.

Les transferts peuvent s'effectuer depuis et vers des lits, des chaises, du sol au lit, des transferts latéraux, un bain et des toilettes. L'équipement est de conception compacte et polyvalent, adapté au déplacement de tous les types de patients. Léger et facile à démonter, pratique pour un transport et une installation rapides. Peut permettre aux patients et aux soignants de se sentir en sécurité, à l'aise et stables.

Caractéristiques:

- Châssis structurel en acier, avec berceau à 6 points
- Pour les soins à domicile ou en maison de retraite, etc.
- Pour charger, branchez simplement l'appareil. La batterie n'a pas besoin d'être retirée pour être chargée
- avec bouton d'urgence, peut passer en mode manuel pour abaisser le patient en toute sécurité
- Conception de roulettes silencieuses à double frein
- Facile à démonter pour le transport
- Base basse disponible pour un faible dégagement des lits spéciaux
- Fonctionnalité et sécurité optimales

| | |
|---------------------------|--|
| Nom du produit | Lève-personne électrique |
| Poids net | 40 kg |
| Capacité de poids | 180 kg |
| Hauteur | 28"-73" |
| Largeur de la base | 18" - 34,5" |
| Fonction | Transfert handicapé ou handicapé, aide à la marche, soins à domicile |
| Application | Soins à domicile, maison de retraite ou hôpital, etc. |
| Poussée | 8000N |

Description détaillée:



Utilisation facile

Pendant le processus de levage, le cintre peut pivoter à 360° pour obtenir une position confortable, pratique et flexible à utiliser.



Panneau multifonction

Panneau multifonctionnel, affichage de l'état de la batterie en temps réel. avec bouton de commande, haut/bas.



Bouton d'arrêt d'urgence

Appuyez sur le bouton rouge, le dispositif de contrôle est suspendu. tournez le bouton vers la droite, le dispositif de commande est activé.



Roues arrière avec blocage

Roues arrière avec freins, arrêtent les mouvements de levage involontaires. par exemple. lorsque le patient est suspendu.



Base ultra basse

La base peut être placée sous le lit, centre de gravité bas avec une bonne stabilité, proche des patients alités pour prodiguer de meilleurs soins.



Charge maximale 180kg

Un cadre robuste en acier, limite de poids maximum de l'utilisateur de 180 kg. Il est très maniable et léger à utiliser.