

Aide aux transferts, à la position debout et au levage des patients : Le cadre compact s'adapte à la plupart des portes, permettant des transferts faciles, sûrs et sécurisés entre un fauteuil roulant, un lit, une chaise, un canapé, une commode ou d'autres positions assises.

Assistance au support : la conception complète du corps et le centre de gravité bas améliorent la stabilité du patient, préviennent les chutes et minimisent le risque de blessure pendant les transferts, et offrent une tranquillité d'esprit aux patients et aux soignants.

Simple et pratique : Les soignants peuvent transférer les patients facilement et en toute sécurité, leur permettant de se déplacer de manière indépendante. Il favorise la mobilité en encourageant le patient à s'asseoir, à se transférer et à s'asseoir avec l'aide du soignant.

Design ergonomique: Les genouillères et le siège rembourrés sont de forme ergonomique pour s'adapter à votre corps pour un confort maximal. Chaque main courante est recouverte de mousse souple pour offrir une prise sûre mais confortable.

Des dispositifs de sécurité: Deux roulettes verrouillables (roues) situées derrière la base, assurant une sécurité accrue et un glissement en douceur sur diverses surfaces de sol.

Caractéristiques:

1. Aide au transfert réglable One Able Assist
2. Solution sûre et simple pour transférer les patients
3. Pieds extensibles pour plus de stabilité
4. Idéal pour ceux qui peuvent passer d'une position assise à une position debout
5. Manœuvrez facilement à travers les portes standard
6. La genouillère aide à soutenir les jambes
7. 2 roues freinées maximisent la sécurité et la stabilité
8. Peut être transporté directement jusqu'aux toilettes

Nom du produit	Aides au transfert Able Assist
Poids net	33,5 kg
Capacité de poids	200 kg
Hauteur	35,8" * 25,2" * 4,2"
Largeur de la base	16,5" - 31,5"
Fonction	Parfait pour les transferts de pièce à pièce
Application	Soins à domicile, maison de retraite ou hôpital, etc.

Description détaillée:



Relevez les coussins du siège pour que l'utilisateur puisse occuper l'Able Assist ;



L'utilisateur place ses pieds sur la plaque de pied antidérapante stable et bénéficie du soutien du support de jambe réglable.



Vous pouvez utiliser l'assistance capable dans la salle de bain et être amenée aux toilettes, les roues peuvent être positionnées de chaque côté des toilettes, offrant à l'utilisateur plus de dignité lorsqu'il s'assoit.



Equipé de 4 roues qui améliorent la maniabilité et permettent de transférer facilement les utilisateurs, 2 des roues sont dotées de freins qui assurent une sécurité et une stabilité maximales lors du transfert d'un patient.