

Il existe des séries principales de produits : lève-personne, dispositif de transfert de patient, lits de soins, concentrateur d'oxygène, etc., destinés aux soins à domicile, aux agences de réadaptation, aux établissements de soins infirmiers, etc.

Désormais, nos produits sont conformes aux normes ISO9001, ISO13485, ISO10535, CE, SGS, UKCA, etc.



Levage du sol



Transfert Lit-Fauteuil



Transfert toilettes/bain

Le lève-personne est un dispositif d'assistance adapté aux personnes transférées telles que les utilisateurs de fauteuils roulants, les patients bariatriques, les patients alités, les handicapés, les patients souffrant de fractures des membres inférieurs, les personnes âgées ayant une faible capacité à marcher jusqu'à un fauteuil roulant. Les transferts peuvent s'effectuer depuis et vers des lits, des chaises, du sol au lit, des transferts latéraux, un bain et des toilettes. L'équipement est de conception compacte et polyvalent, adapté au déplacement de tous les types de patients. Léger et facile à démonter, pratique pour un transport et une installation rapides. Peut permettre aux patients et aux soignants de se sentir en sécurité, à l'aise et stables.

Caractéristiques:

- Châssis structurel en acier, avec berceau à 6 points
- Pour les soins à domicile ou en maison de retraite, etc.
- Pour charger, branchez simplement l'appareil. La batterie n'a pas besoin d'être retirée pour être chargée
- avec bouton d'urgence, peut passer en mode manuel pour abaisser le patient en toute sécurité
- Conception de roulettes silencieuses à double frein
- Facile à démonter pour le transport
- Base basse disponible pour un faible dégagement des lits spéciaux
- Fonctionnalité et sécurité optimales

Nom du produit	Lève-personne électrique
Poids net	40 kg
Capacité de poids	180 kg
Hauteur	28"-73"

Largeur de la base	18" - 34,5"
Fonction	Transfert handicapé ou handicapé, aide à la marche, soins à domicile
Application	Soins à domicile, maison de retraite ou hôpital, etc.
Poussée	8000N

Description détaillée:



Utilisation facile

Pendant le processus de levage, le cintre peut pivoter à 360° pour obtenir une position confortable, pratique et flexible à utiliser.



Panneau multifonction

Panneau multifonctionnel, affichage de l'état de la batterie en temps réel. avec bouton de commande, haut/bas.



Bouton d'arrêt d'urgence

Appuyez sur le bouton rouge, le dispositif de contrôle est suspendu. tournez le bouton vers la droite, le dispositif de commande est activé.



Roues arrière avec blocage

Roues arrière avec freins, arrêtent les mouvements de levage involontaires. par exemple. lorsque le patient est suspendu.



Base ultra basse

La base peut être placée sous le lit, centre de gravité bas avec une bonne stabilité, proche des patients alités pour prodiguer de meilleurs soins.



**Charge
maximale
180kg**

Un cadre robuste
en acier, limite de
poids maximum de
l'utilisateur de 180
kg.

Il est très
maniable et léger
à utiliser.