

Lit bas entièrement électrique à trois moteurs

Le lit basse hauteur, silencieux et pratique, entièrement électrique, permet un changement de position en douceur grâce à une commande manuelle facile à utiliser et une hauteur totale du cadre de lit pour un confort et une polyvalence maximum pour le patient ou le soignant.



Guide d'achat de lits électriques



Capacité de poids 204 kg



Lit bas



Roulettes avec frein



Lit entièrement électrique avec trois moteurs



La structure du produit

- ① Ressort de pied
- ② Ressort de tête
- ③ Tête/pied de lit
- ④ Manivelle manuelle d'urgence
- ⑤ Roulettes
- ⑥ Contrôle manuel du pendentif
- ⑦ 3 moteurs/actionneurs

Avantage du produit

1. Le positionnement de la section pied et la hauteur totale du cadre de lit pour un confort et une polyvalence maximum pour le patient ou le soignant
2. Channel offre une résistance supérieure et un poids réduit
3. Le cadre renforcé résiste à la torsion et à la flexion
4. Pont à ressorts zingué de longue durée pour le confort du patient
5. Les extrémités de lit robustes avec des housses d'extrémité de lit moulées en polyéthylène HD durables sont attrayantes et faciles à entretenir.
6. La tête de lit est plus haute que le pied de lit pour se fondre dans la décoration intérieure.
7. Les étiquettes et les ressorts à code couleur aident à garantir une installation précise des rails latéraux pour la sécurité des patients
8. Le muscle cheval de bataille haute performance de la centrale électrique à 3 moteurs est une norme de l'industrie
9. En cas de panne de courant, accessibilité à la manivelle Hi/Lo montée sur le dessus et commande manuelle du moteur à manivelle pour les réglages de la surface de couchage.