

Solution sûre et simple pour aider une personne d'une pièce à l'autre.

Fonctionnalité:

- Poignées réglables en hauteur pour répondre aux besoins de l'utilisateur
- Supports de jambe en PU réglables en hauteur, en largeur et en angle, supports de jambe inférieurs rembourrés
peut être ajusté sans outil
- La base à profil bas facilite le placement des pieds de l'utilisateur
- Le cadre en acier robuste offre un support stable à l'utilisateur
- La poignée comporte plusieurs points de préhension et est inclinée pour permettre le nez sur les pieds
mouvement debout
- L'ouverture sur la barre de poignée centrale permet un montage rapide des ceintures de soutien en option
- 2 roulettes arrière de 8 cm assurent des manœuvres sans effort, même avec des utilisateurs plus lourds
- Surfaces faciles à nettoyer

Nom du produit	Tourneur de patients
Poids net	16,5 kg
Capacité de poids	150 kg
Hauteur	6,3"-7,1"
Dimensions du tampon	6,9"* 4,9"
Fonction	Parfait pour les transferts de pièce à pièce
Application	Soins à domicile, maison de retraite ou hôpital, etc.

Description détaillée:



Les supports de jambes rembourrés peuvent être ajustés en largeur, en angle et en hauteur pour le confort de l'utilisateur (sans outil).



La base à profil bas facilite le placement des pieds de l'utilisateur. Une zone de base importante assure la stabilité, avec une barre arrière permettant également au soignant de contrebalancer.



Cadre en acier robuste, ouverture sur la barre de poignée centrale permettant un montage rapide des ceintures de support en option.



Capacité de poids 150 kg, il aide les soignants ou les accompagnateurs à transférer un utilisateur d'un siège à un autre.