

Le nébuliseur à compresseur Procyon offre une thérapie par inhalation nébulisée rapide, efficace et fiable, conçue pour un usage domestique. Il s'agit d'un nébuliseur à compresseur silencieux et efficace, adapté à la nébulisation de la plupart des médicaments en aérosol prescrits pour les maladies respiratoires chroniques. Il offre des débit en litres plus élevés, des temps de traitement plus courts et des niveaux sonores inférieurs à ceux de nombreux autres nébuliseurs à compresseur disponibles.

**Caractéristiques techniques**

La conception ultra compacte le rend extrêmement portable.  
La pompe à piston positive est efficace, fiable et silencieuse.

Le débit est réglé de manière manuelle de 0,2 litres à des temps de traitement rapides.

Niveau Procyon 75001	
Quantité de nébulisation	191 ml à 102 ml à 0,2 l/min
Dimensions de l'emballage	11,1 x 11,1 x 11,1 cm
Poids	1,1 kg (2,4 lb)
Équipement électrique	100-240 VCA, 50/60 Hz
Niveau de bruit de fonctionnement	40 dBA
Pression maximale	2,5 psi
Débit d'un litre du compresseur	10 litres/min
La taille du nébuliseur	2,5 x 2,5 cm
Temps de nébulisation	2 à 5 minutes
Logiciel inclus	400 ml




**PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER**

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



**MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES**

MMAD: 3.6 - 4.0 µm




**QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION**

Low noise design, easy for children to sleep




**USE BASIC STEPS**



Convient à une variété de situations




Plus de détails



**Nébulisation en aérosol de médium — 2µm — 5µm**  
Les particules aérosolées atterrissent directement les voies respiratoires supérieures, la trachée, les bronches et les voies respiratoires inférieures, facilitant ainsi l'absorption du médicament.



**Efficacité d'administration élevée**  
Administration élevée pour un fonctionnement continu.



**Consommation à faible bruit**  
Faible puissance, faibles vibrations, l'administration bébé ne réveille pas.