

Il s'agit d'un nébuliseur à compresseur silencieux et efficace. Il offre des débits en litres plus élevés, des temps de traitement plus courts et des niveaux sonores inférieurs à ceux de nombreux autres nébuliseurs à compresseur économiques.

**Description détaillée:**

Sa conception ultra compacte le rend extrêmement portable.

La pompe à piston puissante est efficace, fiable et silencieuse.


Fournit une taille de particule constante de  $\leq 5$  microns et des temps de traitement rapides.



**Convient à une variété de situations**



## Plus de détails




### Nébulisation au niveau du micron—0,5µm~5µm

Les particules nébulisées atteignent directement les voies respiratoires supérieures, la trachée, les alvéoles et les voies respiratoires inférieures, facilitant ainsi l'absorption du médicament.



### Efficacité d'atomisation élevée

Atomisation douce pour un fonctionnement continu.



### Conception à faible bruit

Faible puissance, faibles vibrations, l'atomisation bébé ne résiste pas.