

Le nébuliseur à compresseur Procyon offre une thérapie par inhalation nébulisée rapide, efficace et fiable, conçue pour un usage domestique. Il s'agit d'un nébuliseur à compresseur silencieux et efficace, adapté à la nébulisation de la plupart des médicaments en aérosol prescrits pour les maladies respiratoires chroniques. Il offre des débit en litres plus élevés, des temps de traitement plus courts et des niveaux sonores inférieurs à ceux de nombreux autres nébuliseurs à compresseur disponibles.

Caractéristiques techniques

La conception ultra compacte le rend extrêmement portable.
La pompe à piston positive est efficace, fiable et silencieuse.
Le tout dans un boîtier de plastique robuste de 4,5 litres et de temps de traitement rapides.

Nébuliseur à compresseur Procyon P 70001	
Dimensions de l'unité	191 mm x 102 mm x 173 mm
Poids	4,5 kg (9,9 lb)
Équipement électrique	100-240 VCA, 50/60 Hz
Niveau de bruit au fonctionnement	44 dBA
Pression maximale	2,5 bars
Débit d'un litre de médicament	30 litres/min
La taille du médicament	200-1000 µm
Taux de nébulisation	2-0,2 ml/min
Étiquette médicale	CE, FDA




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: 3.6 - 4.0 µm




QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep




USE BASIC STEPS



Convient à une variété de situations



Plus de détails



Nébulisation en aérosol de médium — 2µm — 5µm
Les particules aérosolées atterrissent directement les voies respiratoires supérieures, la trachée, les bronches et les voies respiratoires inférieures. Facilitent ainsi l'absorption du médicament.



Efficacité d'administration élevée
Administration élevée pour un fonctionnement continu.



Consommation à faible bruit
Faible puissance, faibles vibrations, l'administration bébé ne nécessite pas.