

Ascenseur électrique Hoyer 71940



Weight Capacity
400lbs / 181kg



Emergency Stop Button

Sturdy nylon sling

Rear casters with locking

Description du produit

La construction robuste du lève-patient électrique de Careage aide à un levage sûr pour le soignant et le patient.

Cet ascenseur est idéal pour un usage domestique. La large base de l'élèveur offre une excellente stabilité tout en étant capable de dégager un lit bas.

La batterie est facile à charger et à entretenir en branchant le lève-personne directement dans le mur et en n'ayant pas à retirer la batterie de l'appareil.

Fonctionnalités :

1. L'élèveur à piles permet des transferts de patients en toute sécurité
2. Bouton d'arrêt d'urgence et système d'abaissement d'urgence
3. L'élèveur de patient en acier à usage intensif supporte jusqu'à 400 lb.
4. Berceau extra large à 6 points avec rotation à 360 °
5. La base large offre une stabilité supplémentaire, le levier manuel ouvre et ferme les pieds de base
6. Les pieds de base s'ajustent facilement et se verrouillent en toute sécurité en position ouverte avec la poignée de changement de vitesse.

Applications:



Lifting from floor



Bed-Chair transfer



Toileting/Bathing

Description détaillée



Soulevez depuis le sol, le lit, la commode ou le fauteuil roulant.

Le système de levage facile à utiliser est doté d'un berceau à six points qui peut accueillir une élingue à six points, une élingue à 4 points ou une élingue à 2 points.



Élargissez et rétrécissez facilement la base en tirant sur le

poignée de réglage vers l'arrière pour déverrouiller.

La charge de travail sécuritaire de 400 lb et un plus grand espace font de cet ascenseur un ajustement parfait pour les grands résidents, répondre pleinement aux besoins normaux.



Télécommande

ergonomique et simple d'utilisation

Comparaison de produits:



	Battery Powered Patient Lift 71920	Battery Powered Patient Lift 71921	Bariatric Battery Powered Lift 71922	Electric Patient Lift 71940
 Weight Capacity	450 lbs/204kg	450 lbs/204kg	600 lbs/272kg	400 lbs/181kg
 Net Weight	49kg	47.6kg	59.9kg	39.9kg
 Gross weight	55.3kg	54.4kg	67.1kg	48.5kg
 Base Height	4.75"	4.5"	4.5"	4.4"
 Boom Height	27.5" - 76"	29" - 80.5"	32" - 75.5"	20" - 65"
 Casters	3"Front/5"Rear	3"Front/4.5"Rear	3" Front/4" Rear	4"
 Min and Max Base Width	41"/24"	41"/24"	45.75" / 25"	33" / 23"
 Weight Scale	Optional	/	Optional	/