

Description du produit:

La construction robuste du lève-patient électrique de Careage aide à un levage sûr pour le soignant et le patient. Cet ascenseur est idéal pour un usage domestique. La large base de l'élévateur offre une excellente stabilité tout en étant capable de dégager un lit bas.

La batterie est facile à charger et à entretenir en branchant le lève-personne directement dans le mur et en n'ayant pas à retirer la batterie de l'appareil.

Traits:

1. L'élévateur à piles permet des transferts de patients en toute sécurité
2. Bouton d'arrêt d'urgence et système d'abaissement d'urgence
3. L'élévateur de patient en acier à usage intensif supporte jusqu'à 400 lb.
4. Berceau extra large à 6 points avec rotation à 360 °
5. La base large offre une stabilité supplémentaire, le levier manuel ouvre et ferme les pieds de base
6. Les pieds de base s'ajustent facilement et se verrouillent en toute sécurité en position ouverte avec la poignée de changement de vitesse.



400 livres
capacité des patients



Roue arrière
double frein



Gros calibre
construction en acier



Épaisse
élingue en nylon

Lève-personne électrique



Applications du produit



Hospital



Nursing Home



Home Care



Rehabilitation Center

Le lève-personne électrique est suffisamment polyvalent pour être utilisé pour tous les mouvements de patients. Approprié aux maisons, aux maisons de repos ou aux hôpitaux et à d'autres endroits ; Les transferts peuvent être vers et depuis les lits, les chaises, du sol au lit, les transferts latéraux, le bain et la toilette.

détails du produit



L'unité est livrée avec un mât pliable et une base large et stable pour un rangement et un transport faciles, ce qui la rend idéale pour les soins à domicile institutionnels.

Assurez-vous que tous les lits, brancards, fauteuils roulants et appareils de levage sont verrouillés lorsque vous ne les déplacez pas d'un endroit à un autre pendant ce processus. L'éloignement de l'un de ces objets par rapport à un autre pourrait provoquer un accident potentiellement dangereux pour le patient.



Accepte n'importe quel style d'élingue :

Le lève-personne alimenté par batterie peut être utilisé avec des harnais à sangles. La barre de fixation pivotante à six points s'adapte facilement à la plupart des styles et des positions d'élingue.

Chaque patient est unique et il est essentiel de sélectionner le harnais qui lui convient le mieux en termes de confort, de sécurité et de praticité.