

Fonctionnalité:

- L'ouverture sur la poignée centrale permet un montage rapide des accessoires en option. ceintures de soutien
- 4 roulettes avant et arrière combinées avec 2x13 cm (5") centrale les roues assurent des manœuvres sans effort, même avec des utilisateurs plus lourds
- Les freins à pédale sur les roues centrales assurent la stabilité pendant mouvement debout/assis
- Surfaces faciles à nettoyer
- Facilement démontable/remonté sans outils pour le transport et le stockage, il a un poids utilisateur maximum de 150 kg
- Une surface de base importante assure la stabilité

Nom du produit	Aide au transfert assis-debout
Dimensions	22,6" * 24,8" * 46,5"
Capacité de poids	150 kg
Hauteur	11,8" - 18,5"
Fonction	Parfait pour les transferts de pièce à pièce
Application	Soins à domicile, maison de retraite ou hôpital, etc.

Description détaillée:



Cadre en acier robuste, ouverture sur la barre de poignée centrale permettant un montage rapide des ceintures de support en option.



Le support de jambe rembourré peut être ajusté en largeur, en angle et en hauteur pour s'adapter au confort de l'utilisateur.



4 roulettes avant et arrière combinées à 2 x 13 cm (5")
les roues centrales assurent des manœuvres sans effort, même avec des utilisateurs plus lourds.
il a un poids maximum d'utilisateur de 150 kg.