

Lit bas entièrement électrique à trois moteurs

Le lit bas entièrement électrique, silencieux et pratique, permet un changement de position en douceur avec une télécommande manuelle facile à utiliser et une hauteur totale du cadre de lit pour un maximum de confort et de polyvalence pour le patient ou le soignant.



Guide d'achat des lits électriques



Capacité de poids 204 kg



Lit bas



Roulettes avec frein



Bed entièrement électrique avec trois moteurs



La structure du produit

- ① Ressort de pied
- ② Ressort de tête
- ③ Planche de tête/pied
- ④ Manivelle manuelle d'urgence
- ⑤ Roulettes
- ⑥ Télécommande manuelle
- ⑦ 3 moteurs/actionneurs

Avantage du produit

1. Le positionnement de la section pied et la hauteur totale du cadre de lit pour un maximum de confort et de polyvalence pour le patient ou le soignant
2. La construction du cadre à canaux offre une résistance supérieure et un poids réduit
3. Le cadre renforcé résiste à la torsion et à la flexion
4. Ressort zingué durable plate-forme pour le confort du patient
5. Les extrémités de lit robustes avec des couvertures d'extrémité de lit moulées en polyéthylène HD durables sont attrayantes, faciles à entretenir
6. La tête de lit est plus haute que le pied de lit pour se fondre dans le décor de la maison installation de barrières latérales pour la sécurité des patients
9. En cas de panne de courant, accessibilité à la manivelle Hi/Lo montée sur le dessus et remplacement manuel du moteur à manivelle des réglages de la surface de sommeil