

Lit bas entièrement électrique ultra léger

CARACTÉRISTIQUES

Bed Height Minimum Without Casters	9.5"
Bed Height Maximum With Casters	23.5"
Unit Dimensions	36" (W) x 88" (L)
Weight	175 lbs.
Carton Shipping Weight	191 lbs.
Weight Limit	450 lbs.



450 lbs
weight capacity

DESCRIPTION DÉTAILLÉE



Ce type de lit médicalisé est spécialement destiné au secteur des soins à domicile. Résistance supérieure, le cadre à haute résistance offre une capacité de poids totale de 450 lb.



Le lit d'hôpital bas entièrement électrique offre sécurité et commodité pour les soins à domicile. Toutes les positions sont commandées électriquement pour offrir le plus grand confort au patient et la plus grande facilité pour le soignant.



Le pendentif manuel contrôle le positionnement du haut du corps et/ou des genoux, et peut être placé n'importe où pour un confort maximal du patient. La commande pendante ajuste également la hauteur du cadre de lit pour une utilisation efficace des accessoires et pour un transfert sûr et facile.



Hauteur de pont basse, ce lit d'hôpital bas a une hauteur de pont de 9,5 "à 23,5".
La conception à ressorts divisés intégrée au profil bas du lit est conçue pour empêcher les blessures de tomber du lit.

PRODUITS SIMILAIRES

