

## Poignée d'assistance au lit domestique

Une poignée d'assistance au lit offre fonctionnalité et facilité aux personnes qui doivent rester au lit en raison de problèmes de santé ou de récupération.

Cette poignée d'assistance au lit est idéale pour ceux qui ont du mal à s'asseoir ou à sortir du lit. Conçu pour supporter des lits simples ou doubles et fournir une poignée ferme pour la préhension. Facile à installer car il se glisse simplement sous le matelas.



### Avantage du produit

- Assistance pour entrer et sortir du lit de style maison. Peut être utilisé de chaque côté du lit.
- Poignée amovible, montage facile, rapide, sans outil. Livré en trois pièces.
- Se glisse simplement sous le matelas grâce à la « mousse antidérapante » sur la barre de base pour empêcher tout mouvement.
- Tout acier, chromé, solide et facile à nettoyer.
- Portable, facile à transporter. Peut être plié à plat pour un rangement facile.
- Conditionné au détail.



Fonction supplémentaire sur la barre de base, "mousse antidérapante" qui aide à maintenir la barre en place.



La poignée amovible fait partie d'une construction entièrement en acier chromé qui est solide, solide et facile à nettoyer. L'unité arrive en trois pièces et peut être assemblée rapidement et sans outil, et elle peut également être ajustée à plat pour un rangement plus facile.