

## Fauteuil roulant d'aisance portatif

Le fauteuil roulant Commode est parfait pour les personnes qui ont besoin d'une chaise percée, mais qui souhaitent également la commodité d'un fauteuil roulant pour un transport et une mobilité faciles. Les roues arrière sont équipées de roulettes de frein pour éviter de glisser après s'être assis. La découpe du siège offre un confort et permet de positionner la chaise au-dessus d'une toilette standard pour une utilisation, mais est également livrée avec un seau à utiliser partout où cela est nécessaire.



### Guide d'achat d'un fauteuil roulant d'aisance



Capacité de poids  
(350 livres)



Sécurité  
Roulettes bloquées



Matériel



Commodité



### La structure du produit

- Support dorsal
- Accoudoir
- Housse/coussin
- Godet
- Roulettes pivotantes (2 avec verrous)
- Repose-pieds

### Avantage du produit

- Cadre en tube d'acier chromé avec construction soudée, également disponible en finition veine d'argent.
- Livré en standard avec siège rembourré.
- Le mécanisme de bras facile à libérer permet des transferts latéraux sûrs du patient vers et depuis la chaise d'aisance.
- Repose-pieds escamotables et amovibles.
- Grand siège de toilette en plastique moulé par injection, seau de 12 pintes et couvercle de série.
- Dos amovible sans outil.
- Roulettes pivotantes résistantes à la rouille (2 avec verrous).
- Chaise d'aisance pliante, portative et rembourrée.