

## ***Ascenseur Power Hoyer.***

Lève-personne électrique, qui peut facilement déplacer le patient de haut en bas, économiser des efforts et répondre aux besoins de la vie du patient.

Les transferts peuvent être dans et hors des lits, des chaises, du sol du lit, des transferts latéraux, des maillots de bain et des garrots, et offrent de larges lignes dédiées pour une variété de situations de levage.



### ***Guide d'achat d'un lève-personne***



Capacité de poids  
(330 livres)



Dimensions de l'élingue



Barre pivotante à quatre points



appareil moteur



#### **La structure du produit**

- cintre
- flèche
- Dispositif d'origine d'urgence
- Pousser la main
- batterie
- moteur
- Pédale de réglage du socle
- Roue arrière (avec frein)
- Base

#### **Avantage produit**

##### **File intelligente compacte**

La série DENEb 71980 est conçue pour être facilement transportée là où elle est nécessaire. Il est conçu pour l'entretien à domicile et le stockage facile.

##### **Transfert pratique et sécurisé**

La plage de levage du patient de 0 à 161 cm (0 "-63,4") offre une excellente hauteur de levage maximale tout en étant très basse, ce qui facilite le levage depuis le sol. L'élingue de suspension standard à 4 points offre une position de levage confortable et spacieuse pour l'utilisateur.



#### **Sélection de ligne**

