



Avantages

Durée de vie de la batterie plus longue
Mode de conduite manuelle et électrique
Cadre en alliage d'aluminium
Moteur double 500W (250W * 2)
Puissant et pliable

Fauteuil roulant électrique Guide d'achat



500W Double Moteur
(250W * 2)



Batterie au lithium LG
Autonomie de la batterie de 15 km



Contrôleur amovible



Conception humanisée
Puissant et pliable

La structure du produit

- (1) Joystick
- (2) Batterie au lithium LG
- (3) Pneus arrière
- (4) Roue universelle
- (5) Panier
- (6) Ceinture de sécurité
- (7) Repose-pieds
- (8) Porte-gobelet
- (9) Accoudoir
- (10) Double moteur
- (11) Commutateur de mode de conduite
- (12) Roue anti-retour

- Nouvelle [Fauteuil roulant électrique pliable léger](#) est préféré par tout le monde.
- C'est très pratique comme [Fauteuil roulant de mobilité](#), avec des moteurs puissants et une batterie à haut volume, le nouveau Comfy Go vous donne la liberté.
- Avec la nouvelle conception arrière anti-inclinaison, il est parfaitement stable et sûr.





- Voyant lumineux
- Interrupteur d'alimentation
- Klaxon
- Affichage de la puissance
- Réglage de la vitesse
- Joystick à 360 °, arrêt du fauteuil roulant dès que la main quitte le joystick.
- Contrôleur amovible ; le contrôleur peut être monté de manière polyvalente pour permettre un contrôle à gauche ou à droite.