

Rail d'assistance au lit domestique



Le combo rail d'assistance au lit et planche de lit à domicile aide les patients à entrer et à sortir du lit. Ce modèle comprend une planche de lit à trois volets pour une portabilité et un rangement faciles qui se glisse simplement sous le matelas pour un soutien plus ferme. La poignée amovible en acier revêtu de poudre comprend une "barre médiane", qui crée une prise fiable à n'importe quelle hauteur et peut être détachée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Le produit arrive en deux pièces et nécessite un assemblage simple et rapide sans outil.

Avantage du produit

- Assistance pour entrer et sortir du lit de style maison
- Peut être utilisé de chaque côté du lit
- Panneau de lit à trois volets pour une portabilité et un rangement faciles
- Poignée amovible

- La poignée amovible en acier enduit de poudre permet à l'utilisateur de l'enlever lorsqu'il n'est pas utilisé
- Assemblage facile, rapide et sans outil. Livré en 2 pièces
- Se glisse simplement sous le matelas pour un soutien extra ferme
- Poignée avec la "Mid Bar", crée une adhérence pour toute utilisation en hauteur

- Le 75040 est idéal pour les personnes à mobilité réduite qui ont besoin d'aide pour entrer et sortir du lit.
- Assemblage sans outil - Peut être assemblé sans difficulté dans le confort de votre propre maison, aucun outil requis
- Poignée amovible - Rangez la poignée lorsqu'elle n'est pas utilisée pour un look pratiquement indétectable
- Conception extra ferme - La planche de lit utilise le poids du matelas pour rester en sécurité pendant l'utilisation de la poignée, ce qui signifie que l'unité reste bien en place sans installation permanente requise
- Planche de lit pliante - Se plie facilement en trois parties pour un rangement et un transport faciles



