

Lève-personne hydraulique

Les élévateurs de la série Deneb sont très faciles à manœuvrer et offrent une large sélection d'élingues pour une variété de situations de levage. Les transferts peuvent être vers et depuis les lits, les chaises, le sol au lit, les transferts latéraux, la salle de bain et les toilettes. L'équipement a une conception compacte et polyvalente, adaptée au déplacement de tous les types de patients. Léger et facile à démonter, pratique pour un transport et une installation rapides. Il peut permettre aux patients et aux soignants de se sentir en sécurité, à l'aise et stables.



Guide d'achat d'un lève-personne



capacité de poids
(450 livres)



Choisissez la taille de l'ascenseur Barre rotative à six points



Pompe hydraulique



la structure du produit

- Cintre
- fronde
- Basique
- roue arrière
- Levier de réglage de la base
- Pompe hydraulique
- Stylo
- pousser la main

avantage du produit

Caractéristiques de l'ascenseur patient (ascenseur Hoyer):

- L'ascenseur dispose d'une gamme de 20 "-64" et permet aux personnes d'être soulevées d'une position allongée sur le sol
- Poignée de pompe : capable de pivoter d'un côté à l'autre pour le confort du soignant. Combien de fois peut-il être utilisé ?
- Conseils : Il est fortement recommandé que les patients soient assistés par deux personnes lors du levage.
- Assemblage facile, il ne vous faut que 2 minutes pour assembler les ascenseurs.

Choisissez la taille de l'ascenseur



Caractéristiques de l'élingue :

- Facile à utiliser - La sangle aide à transférer les utilisateurs d'un lit à un fauteuil roulant, un fauteuil inclinable ou une chaise de douche. La grande ouverture dans la conception vous permet également d'aller à la salle de bain.
- Entretien (facile à nettoyer) : Le tissu polyester lavable peut être utilisé dans des environnements humides ou secs.
- Utilisation multiple : idéal pour transférer un patient d'un lit à une chaise, d'un fauteuil roulant ou d'une commode, d'une chaise à une chaise ou du sol à un lit ou une chaise à l'aide de votre lève-personne manuel ou électrique.