

Solusi aman dan mudah untuk membantu seseorang dari ruangan ke ruangan.

### Fitur:

- Pegangan yang dapat disesuaikan ketinggiannya agar sesuai dengan kebutuhan pengguna
- Penyangga kaki PU yang dapat disesuaikan tinggi, lebar, dan sudutnya, Penyangga kaki bagian bawah yang empuk dapat disesuaikan tanpa alat
- Basis berprofil rendah memudahkan penempatan kaki pengguna
- Rangka baja yang kokoh memberikan dukungan yang stabil bagi pengguna
- Pegangan memiliki beberapa titik pegangan dan dimiringkan untuk memungkinkan hidung di atas ujung kaki
- Gerakan berdiri
- Pembukaan pada stang tengah memungkinkan pemasangan sabuk penopang opsional dengan cepat
- 2 roda belakang berukuran 8cm memastikan manuver yang mudah bahkan dengan pengguna yang lebih berat
- Permukaan yang mudah dilap dan dibersihkan

<b>Nama Produk</b>	Pasien Turner
<b>Berat bersih</b>	16,5kg
<b>Kapasitas Berat</b>	150kg
<b>Tinggi</b>	6,3"-7,1"
<b>Dimensi Bantalan</b>	6,9" * 4,9"
<b>Fungsi</b>	Sempurna untuk transfer kamar ke kamar
<b>Aplikasi</b>	Perawatan di rumah, panti jompo atau rumah sakit, dll.

### Detil Deskripsi:



Penyangga kaki bagian bawah yang empuk dapat disesuaikan lebar, sudut, dan tingginya untuk kenyamanan pengguna (tanpa alat).



Alas berprofil rendah memudahkan penempatan kaki pengguna. Area alas yang besar memberikan stabilitas, dengan palang belakang juga memungkinkan pengasuh untuk mengimbangi.



Rangka baja yang kokoh, bukaan pada stang tengah memungkinkan pemasangan sabuk pendukung opsional dengan cepat.



Kapasitas berat 150kg, Membantu pengasuh atau petugas untuk memindahkan pengguna dari satu kursi ke kursi lainnya.