



Mengangkat dari lantai



Transfer ke Toilet/Mandi



Transfer Tempat Tidur-Kursi

Lift pasien merupakan alat bantu yang cocok untuk memindahkan orang seperti Pengguna Kursi Roda. Pasien Bariatik. Pasien yang terbaring di tempat tidur, Penyandang Cacat, Cacat, pasien patah tulang ekstremitas bawah, orang lanjut usia dengan kemampuan berjalan yang buruk ke kursi roda.

Lift pasien bertenaga baterai listrik ini menawarkan nilai luar biasa dalam pengangkat pasien listrik. Ini adalah lift bertenaga terjangkau dengan baterai dan pengisi daya.

Angkat dari lantai, tempat tidur, toilet, atau kursi roda. Mudah digunakan Sistem lift memiliki dudukan lebar yang dapat menampung gendongan 2 titik atau 4 titik.

### Fitur:

- Konstruksi alat berat, dengan Cradle 6 Titik
- Pompa aktuator jumbo dengan tombol darurat dapat beralih ke mode manual untuk menurunkan pasien dengan aman
- Pengisian daya yang cepat dan mudah dari stopkontak AC
- Untuk mengisi daya, cukup colokkan unit. Baterai tidak perlu dilepas untuk diisi
- Lift tidak akan beroperasi ketika listrik terpasang
- Untuk penggunaan perawatan di rumah
- Skala Berat Opsional

<b>Nama Produk</b>	Lift Pasien Bertenaga Baterai
<b>Berat bersih</b>	49kg
<b>Kapasitas Berat</b>	204kg
<b>Tinggi</b>	27,5"-76"
<b>Lebar Basis</b>	24"-41"
<b>Fungsi</b>	Pemindahan bagi penyandang cacat atau cacat, bantuan berjalan, perawatan di rumah
<b>Aplikasi</b>	Perawatan di rumah, panti jompo atau rumah sakit, dll.
<b>Dorongan</b>	10000N

### Detil Deskripsi:



**Pengoperasian yang mudah**

Selama proses pengangkatan, gantungan dapat diputar 360 untuk mendapatkan posisi yang nyaman.  
Skala berat opsional.



**Tombol berhenti darurat**

dengan tombol berhenti darurat dan sistem penurunan darurat.  
Pompa dapat dialihkan ke mode manual untuk menurunkan pasien dengan aman.



**Pegangan pegangan**

Besar, mudah digenggam, agar mudah bermanuver.



**Roda dengan rem**  
Rem pada roda belakang mencegah perangkat bergerak saat digunakan.