

Ini adalah nebulizer kompresor yang tenang dan bekerja keras. Nebulizer ini menawarkan aliran liter yang lebih tinggi, waktu perawatan yang lebih singkat, dan tingkat suara yang lebih rendah dibandingkan banyak nebulizer kompresor ekonomis lainnya.

Definisi Berkeadilan


Desain ultra kompak membuatnya sangat portabel.

Pompa injeksi yang berkeadilan, efisien, dapat diandalkan, dan tenang.

Menghasilkan ukuran partikel yang konsisten 3-5 mikron dan waktu perawatan yang cepat.



Cocok untuk Berbagai Situasi




PORTABLE
COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



MICRON NEBULIZATION
FINE PARTICLES

MMAD: 3.6 - 4.0 µm




QUIET ENVIRONMENT
SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep



USE BASIC STEPS



Keterangan lebih lanjut

