

Bantuan dalam Pemindahan, Berdiri, & Pengangkatan Pasien: Rangka ringkas dapat dipasang di sebagian besar pintu, memungkinkan perpindahan dengan mudah, aman, dan terjamin antara kursi roda, tempat tidur, kursi, sofa, toilet, atau posisi duduk lainnya.

Stand Assist: Desain seluruh tubuh dan pusat gravitasi rendah meningkatkan stabilitas pasien, mencegah jatuh dan meminimalkan risiko cedera selama pemindahan, serta memberikan ketenangan pikiran bagi pasien dan perawat.

Sederhana & Nyaman: Pengasuh dapat memindahkan pasien dengan mudah dan aman, memungkinkan mereka bergerak secara mandiri.. Hal ini meningkatkan mobilitas dengan mendorong pasien untuk duduk, berpindah, dan duduk dengan bantuan pengasuh.

Desain ergonomis: Bantalan lutut dan tempat duduk yang empuk dibentuk secara ergonomis agar pas dengan tubuh Anda untuk kenyamanan maksimal. Setiap pegangan terbungkus busa lembut untuk memberikan pegangan yang aman namun nyaman.

Fitur keamanan: Dua roda pengunci (roda) terletak di belakang alas, memastikan peningkatan keamanan dan kelancaran meluncur di berbagai permukaan lantai.

Fitur:

1. Satu Bantuan Transfer yang Dapat Disesuaikan
2. Solusi aman dan mudah untuk memindahkan pasien
3. Kaki yang dapat disebar untuk menambah stabilitas
4. Ideal bagi mereka yang dapat mengangkat dari posisi duduk ke posisi berdiri
5. Bermanuver melalui pintu standar dengan mudah
6. Penyangga lutut membantu menopang kaki
7. 2 roda rem memaksimalkan keamanan dan stabilitas
8. Bisa langsung didorong ke toilet

Nama Produk	Mampu Membantu Alat Bantu Perpindahan
Berat bersih	33,5kg
Kapasitas Berat	200kg
Tinggi	35,8" * 25,2" * 4,2"
Lebar Basis	16,5" - 31,5"
Fungsi	Sempurna untuk transfer kamar ke kamar
Aplikasi	Perawatan di rumah, panti jompo atau rumah sakit, dll.

Detil Deskripsi:



Balikkan Bantalan Kursi sehingga Pengguna dapat menempati Able Assist[]



Pengguna meletakkan kakinya di atas pelat kaki anti selip yang stabil, dan mendapat dukungan dari penyangga kaki bagian bawah yang dapat disesuaikan.



Anda dapat menggunakan alat bantu di kamar mandi dan dapat didorong ke atas ke toilet, roda dapat diposisikan di kedua sisi toilet sehingga memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna saat duduk.



Dilengkapi dengan 4 roda yang meningkatkan kemampuan manuver dan memungkinkan pengguna untuk berpindah dengan mudah, 2 roda memiliki penahan yang menjamin keamanan dan stabilitas maksimal saat memindahkan pasien.