

Ada seri produk utama: lift pasien, perangkat pemindahan pasien, tempat tidur perawatan, konsentrator oksigen, dan banyak lagi, melayani perawatan di rumah, lembaga rehabilitasi, fasilitas keperawatan, dll.

Sekarang produk kami sesuai dengan standar ISO9001, ISO13485, ISO10535, CE, SGS, UKCA dll.



Pengangkat pasien adalah alat bantu yang cocok untuk memindahkan orang seperti Pengguna Kursi Roda, Pasien Bariatrik, Pasien yang terbaring di tempat tidur, Penyandang Cacat, Penyandang Cacat, pasien patah tulang ekstremitas bawah, orang lanjut usia dengan kemampuan berjalan ke kursi roda yang buruk.

Perpindahan dapat berupa ke dan dari tempat tidur, kursi, lantai ke tempat tidur, perpindahan ke samping, mandi, dan toileting. Peralatan ini memiliki desain yang ringkas dan serbaguna, cocok untuk memindahkan semua jenis pasien. Ringan dan mudah dibongkar, nyaman untuk transportasi dan pemasangan yang cepat. Dapat membuat pasien dan perawat merasa aman, nyaman dan stabil.

Fitur:

- Rangka struktural baja keseluruhan, dengan Cradle 6 Titik
- Untuk perawatan di rumah atau di panti jompo, dll
- Untuk mengisi daya, cukup colokkan unit. Baterai tidak perlu dilepas untuk diisi
- dengan tombol darurat dapat beralih ke mode manual untuk menurunkan pasien dengan aman
- Desain kastor senyap rem ganda
- Mudah dibongkar untuk diangkut
- Tersedia alas rendah untuk jarak bebas yang rendah pada tempat tidur khusus
- Fungsionalitas dan keamanan optimal

Nama Produk	Lift pasien listrik
Berat bersih	40kg
Kapasitas Berat	180kg
Tinggi	28"-73"
Lebar Basis	18" - 34,5"

Fungsi	Pemindahan bagi penyandang cacat atau cacat, bantuan berjalan, perawatan di rumah
Aplikasi	Perawatan di rumah, panti jompo atau rumah sakit, dll.
Dorongan	8000N

Detil Deskripsi:



Pengoperasian yang mudah

Selama proses pengangkatan, gantungan dapat diputar 360 untuk mendapatkan posisi yang nyaman, nyaman dan fleksibel untuk digunakan.



Panel multifungsi

Panel multifungsi, tampilan status baterai waktu nyata. dengan tombol kontrol, atas/bawah.



Tombol berhenti darurat

Tekan tombol merah, perangkat kontrol ditangguhkan. putar tombol ke kanan, perangkat kontrol aktif.



Roda belakang dengan kunci

Roda belakang dengan rem, hentikan gerakan angkat yang tidak disengaja. misalnya ketika pasien ditanggihkan.



Basis Sangat Rendah

Alasnya dapat diletakkan di bawah tempat tidur, pusat gravitasi rendah dengan stabilitas yang baik, Dekat dengan pasien yang terbaring di tempat tidur untuk memberikan perawatan yang lebih baik.



**Beban
maksimal
180kg**

Rangka baja kokoh yang kokoh, Batas berat pengguna maksimum 180Kg. Ini sangat bermanuver dan ringan untuk digunakan.