

## Tempat Tidur Rendah Listrik Penuh Tiga Motor

Tempat tidur rendah elektrik penuh yang tenang, nyaman, memberikan perubahan posisi yang mulus dengan kontrol Lontin Tangan yang mudah digunakan, dan tinggi keseluruhan rangka tempat tidur untuk kenyamanan dan keserbagunaan maksimal bagi pasien atau perawat.



### Panduan Membeli Tempat Tidur Listrik



Kapasitas Berat 204kg



Tempat Tidur Rendah



Kastor dengan Rem



Tempat Tidur Listrik Penuh dengan Tiga Motor



### Struktur Produk

- ① Pegas Kaki
- ② Kepala Pegas
- ③ Papan Kepala/Kaki
- ④ Engkol Tangan Manual Darurat
- ⑤ Kastor
- ⑥ Kontrol Lontin Tangan
- ⑦ 3 Motor/Aktuator

### Keunggulan Produk

1. Posisi bagian kaki dan tinggi keseluruhan rangka tempat tidur untuk kenyamanan dan keserbagunaan maksimal bagi pasien atau perawat
2. Konstruksi rangka saluran memberikan kekuatan yang unggul dan pengurangan berat
3. Rangka yang diperkuat tahan terhadap puntiran dan tekukan
4. Dek pegas berlapis seng yang tahan lama untuk kenyamanan Pasien
5. Ujung tempat tidur tugas berat dengan penutup Ujung Tempat Tidur Cetakan Polietilen HD yang tahan lama menarik dan mudah dirawat
6. Headboard lebih tinggi dari footboard agar menyatu dengan dekorasi rumah
7. Label dan pegas berkode warna membantu memastikan pemasangan rel samping yang akurat untuk keselamatan pasien
8. Otot pekerja keras berkinerja tinggi dari pembangkit listrik 3 motor adalah standar industri
9. Jika terjadi kegagalan daya, aksesibilitas engkol Hi/Lo yang dipasang di atas dan motor engkol manual mengesampingkan penyesuaian permukaan tidur