



Mengangkat dari lantai



Transfer Tempat Tidur-Kursi



Transfer ke Toilet/Mandi

Pengangkat pasien adalah alat bantu yang cocok untuk memindahkan orang seperti Pengguna Kursi Roda, Pasien Bariatrik, Pasien yang terbaring di tempat tidur, Penyandang Cacat, Penyandang Cacat, pasien patah tulang ekstremitas bawah, orang lanjut usia dengan kemampuan berjalan ke kursi roda yang buruk.

Perpindahan dapat berupa ke dan dari tempat tidur, kursi, lantai ke tempat tidur, perpindahan ke samping, mandi, dan toileting. Peralatan ini memiliki desain yang ringkas dan serbaguna, cocok untuk memindahkan semua jenis pasien. Ringan dan mudah dibongkar, nyaman untuk transportasi dan pemasangan yang cepat. Dapat membuat pasien dan perawat merasa aman, nyaman dan stabil.

Fitur:

- Pengangkatan Pasien Hidraulik Manual
- Pengoperasian mengoptimalkan kemampuan pengangkatan sehingga memerlukan lebih sedikit upaya fisik untuk mengangkat pasien
- Hidraulik berkinerja tinggi untuk pergerakan yang aman dan bertahap
- Konstruksi baja urat perak yang kokoh dan desain dudukan 6 titik memberikan kekuatan maksimum untuk menaikkan dan menurunkan individu dengan berat hingga 450 pon.
- Kastor standar, 3" atau 5" diimbangi untuk stabilitas yang lebih baik dan kelancaran pengoperasian
- Pemutus kastor yang mudah dioperasikan memberikan keselamatan dan keamanan tambahan
- Batang Putar 6 Titik dapat menampung 2 atau 4 tali selempang ditambah 2 sambungan rantai

Nama Produk	Angkat Pasien Hidraulik
Berat bersih	33kg
Kapasitas Berat	204kg
Tinggi	17,5" - 72"
Lebar Basis	22,5" - 42"
Fungsi	Pemindahan bagi penyandang cacat atau cacat, bantuan berjalan, perawatan di rumah
Aplikasi	Perawatan di rumah, panti jompo atau rumah sakit, dll.

Dorongan	9000N
-----------------	-------

Detil Deskripsi:



Aman dan Aman
Perlengkapan palang putar enam titik dengan mudah beradaptasi dengan semua gaya dan posisi sling (dapat digunakan dengan sling 4 atau 6 titik).



Pompa hidrolik

Lift ini menggunakan hidrolik berkinerja tinggi untuk memastikan pergerakan yang aman dan bertahap. Daya dorong maksimumnya adalah 9000N.



Basis Sangat Rendah

Basis dapat diletakkan di bawah tempat tidur, pusat gravitasi rendah dengan stabilitas yang baik, Dekat dengan pasien yang terbaring di tempat tidur untuk memberikan perawatan yang lebih baik.



Kenyamanan Penggunaan
Penyesuaian rentang alas dan kaki yang rendah memungkinkan pendekatan yang mudah ke kursi roda, tempat tidur, dll.



Beban maksimal 204kg
Rangka baja kokoh yang kokoh, Batas berat pengguna maksimum 450 pon. Ini sangat bermanuver dan ringan untuk digunakan.