

Nebulizer Procyon menyediakan terapi inhalasi nebulisasi yang cepat, efisien, dan mudah, dirancang untuk digunakan di rumah. Ini adalah nebulizer kompresor yang tenang dan bekerja keras, cocok untuk nebulisasi sebagian besar obat aerosol yang diresepkan untuk penyakit pernapasan umum. Nebulizer ini menawarkan aliran hawa yang lebih tinggi, waktu perawatan yang lebih singkat, dan tingkat suara yang lebih rendah dibandingkan banyak nebulizer kompresor lainnya.

Detail Deskripsi:

Model ini Ampak berahannya sangat portabel.

Pompa piston yang bertangan, efisien, dapat disadkan, dan secepat.

Membuatkan aliran portabel yang konsisten, di rumah dan waktu perawatan yang cepat.

Model / Model No.	Seri Procyon / 70001
Dimensi Satuan	194mmx122mmx173mm
Berat	4,2 pon (1,9kg)
Perawatan elektrik	100-240VAC, 50-60Hz
Unit/No. Kelengkapan Perawatan	1 Model
Paketan Minimum	1 Set
Aliran udara bebas kompresor	8 Liter/menit
Waktu perawatan	20-30 min
Tingkat Nebulizer	0.02ml/menit
Garansi Satu	12 bulan




PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: 3.6 - 4.0 µm




QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep




USE BASIC STEPS



Cocok untuk Berbagai Situasi



Keterangan lebih lanjut



Nebulisasi Tingkat Atas—3µm-5µm
Partikel yang diinhalasi langsung mencapai saluran pernafasan atas, trakea, dan bronki. Oleh karena itu nebulisasi tingkat atas sangat bermanfaat penyempitan otot.



Efisiensi atomisasi tinggi
Atomisasi baik untuk pengapreasiasi berkelanjutan.



Desain kebisingan rendah
Suara rendah, getaran rendah, atomisasi besar tidak takut.