


Ini adalah nebulizer kompresor yang tenang dan bekerja keras. Nebulizer ini menawarkan aliran liter yang lebih tinggi, waktu perawatan yang lebih singkat, dan tingkat suara yang lebih rendah dibandingkan banyak nebulizer kompresor ekonomis lainnya.

Detail Deskripsi:


Desain ultra kompak membuatnya sangat portabel.
 Pompa piston yang bertenaga, efisien, dapat diandalkan, dan senyap.
 Menghasilkan ukuran partikel yang konsisten ≤ 5 mikron dan waktu perawatan yang cepat.



Cocok untuk Berbagai Situasi



Keterangan lebih lanjut




Nebulisasi tingkat mikron—0,5 μm ~5 μm

Partikel yang dinebulasi langsung mencapai saluran pernapasan atas, trakea, alveoli, dan saluran pernapasan bawah sehingga memudahkan penyerapan obat.



Efisiensi atomisasi tinggi

Atomisasi halus untuk pengoperasian berkelanjutan.



Desain kebisingan rendah

Daya rendah, getaran rendah, atomisasi bayi tidak tahan.