

Nebulizer kompresor Procyon menyediakan terapi inhalasi nebulisasi yang cepat, efisien, dan akurat, dirancang untuk digunakan di rumah. Ini adalah nebulizer kompresor yang tenang dan bekerja keras, cocok untuk nebulisasi sebagian besar obat aerosol yang diresepkan untuk penyakit pernapasan umum. Nebulizer ini menawarkan aliran hawa yang lebih tinggi, waktu perawatan yang lebih singkat, dan tingkat suara yang lebih rendah dibandingkan banyak nebulizer kompresor lainnya.

**Detail Deskripsi:**

Desainnya sangat kompak sehingga sangat portabel.  
 Pompa piston yang bertangan, efisien, dapat diandalkan, dan senyap.  
 Memerlukan aliran listrik yang konstan, AC, ukuran dan waktu perawatan yang tepat.

Model / Model No.	Seri Procyon / 70001
Dimensi Satuan	194mmx122mmx173mm
Berat	4,2 gram (1.5 ons)
Perawatan elektrik	100-240VAC, 50-60Hz
Ukuran Kelengkapan Perawatan	4 Model
Ukuran Maksimum	4 liter
Aliran udara dalam kompresor	4 liter/menit
Waktu perawatan	20-30 menit
Tingkat Kebisingan	40-50 dBS(A)
Garansi Satu	12 bulan




## PORTABLE COMPRESSOR NEBULIZER

Penetrate into Bronchus & Lung 2-5µm



## MICRON NEBULIZATION FINE PARTICLES

MMAD: 3.6 - 4.0 µm



## QUIET ENVIRONMENT SILENT ATOMIZATION

Low noise design, easy for children to sleep



## USE BASIC STEPS



Cocok untuk Berbagai Situasi



Keterangan lebih lanjut



**Nebulisasi Tingkat Atas—3µm-5µm**  
Partikel yang diinhalasi langsung mencapai saluran pernafasan atas, trakea, dan bronki. Ada risiko perdarahan berakut sehingga membatalkan penyempitan akut.



**Efisiensi atomisasi tinggi**  
Atomisasi baik untuk pengapreparasian berkelanjutan.



**Desain kebisingan rendah**  
Suara rendah, getaran rendah, atomisasi bayang tidak terbayang.